


ES POR ESTO QUE los

pacientes pueden disfrutar de una comodidad refrescante con cada parpadeo, sin importar lo que les depare el día.

MOLÉCULA DE HUMECTACIÓN
ACTIVADA POR PARPADEO



DESEMPEÑO BASADO EN CIENCIA™

COMENZAR




DESEMPEÑO SUPERIOR EN LAS SITUACIONES COTIDIANAS^{5-7##}


Los usuarios de lentes de reemplazo diario prefirieron los lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® en una proporción de casi 2 a 1 en comparación con otros lentes de contacto debido a sus atributos clave en cuanto a la comodidad^{5,6}

PORCENTAJE DE USUARIOS DE LENTES ESFÉRICOS CON PREFERENCIA


COMODIDAD INICIAL



COMODIDAD GENERAL



COMODIDAD AL FINAL DEL DÍA



■ Lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® ■ Lentes de contacto 1-DAY ACUVUE^ MOIST^

En un estudio clínico de usuarios de lentes de reemplazo diario, a la semana, en comparación con los lentes 1-DAY ACUVUE^ MOIST^, estadísticamente significativo ($p < 0.05$), de aquellos con una preferencia.

Desempeño superior en las
situaciones cotidianas

Refresca y humecta en cada
parpadeo



DESEMPEÑO SUPERIOR EN LAS SITUACIONES COTIDIANAS^{5-7‡‡}

UNA GRAN ELECCIÓN DE LENTES DE CONTACTO, PARA LO QUE SEA QUE DEPARE EL DÍA



**AIRE ACONDICIONADO/
AMBIENTES CLIMATIZADOS**

Preferidos en una proporción de alrededor de 2 a 1 por comodidad en aire acondicionado o ambientes climatizados^{§§,§,‡‡,5,6}



USO DE LA COMPUTADORA

Preferidos en una proporción de 2 a 1 por comodidad cuando se trabaja con una computadora^{§§,§,‡‡,5,6}



ALERGIA OCULAR ESTACIONAL


Ofrecen una excelente comodidad y reducen los síntomas de la conjuntivitis alérgica estacional^{§§,§,‡‡,7}

⁵Con base en lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® esféricos.

^{§§}Comparado con los lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST®

^{‡‡}Entre los usuarios de lentes de contacto.






DISEÑADO PARA REFRESCAR Y HUMECTAR CON CADA PARPADEO

La familia de lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® con humectación activada por parpadeo para una comodidad duradera

REFRESCA Y OFRECE COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA, DESDE EL PRIMER PARPADEO



AGENTE DE HUMECTACIÓN
Nuestros lentes de contacto contienen alcohol polivinílico (Polyvinyl Alcohol, PVA), un agente de humectación activado por parpadeo.⁸



HUMECTACIÓN ACTIVADA POR PARPADEO
Se liberan agentes de humectación en ambos lados del lente con cada parpadeo, dando como resultado una película lagrimal estabilizada.²




ESTABILIDAD DE LA PELÍCULA LAGRIMAL¹
La estabilidad de la película lagrimal ayuda a conservar una visión clara.

¹Con base en lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® esféricos.



Desempeño superior en las situaciones cotidianas

Refresca y humecta en cada parpadeo



DISEÑADO PARA REFRESCAR Y HUMECTAR CON CADA PARPADEO

La familia de lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus® con humectación activada por parpadeo:



- Ayuda a la estabilidad de la película lagrimal para obtener visión clara y comodidad durante todo el día

SATISFAGA MÁS NECESIDADES DE SUS PACIENTES EN EL CONSULTORIO

Ahora puede satisfacer a más pacientes con los lentes de contacto DAILIES® AquaComfort Plus®.

ESFÉRICOS




COMODIDAD DESDE EL
INICIO, HASTA EL FINAL
DEL DÍA⁸



Un mayor porcentaje de adaptación óptima y un mejor centrado en comparación con los otros lentes de contacto diarios⁵

ESTABILIDAD SUPERIOR DE LA
PELÍCULA LAGRIMAL



ESTABILIDAD SUPERIOR DE LA PELÍCULA LAGRIMAL^{1,2}

Los desafíos de la vida cotidiana pueden interrumpir el uso de los lentes de contacto y afectar la película lagrimal.

Una película lagrimal estable es importante para:

- Buena agudeza visual
- Comodidad
- Una experiencia exitosa del uso de lentes de contacto


« REGRESAR

IR A ESTUDIO »



ESTABILIDAD SUPERIOR DE LA PELÍCULA LAGRIMAL^{1,2}

COMPROBADO: LOS LENTES DE CONTACTO DAILIES® AquaComfort Plus® OFRECEN ESTABILIDAD SUPERIOR DE LA PELÍCULA LAGRIMAL^{1,2,9}



Un estudio examinó el desempeño clínico de los lentes de contacto de reemplazodiarario con mayor comodidad durante 16 horas al día.

**Todas la diferencias fueron estadísticamente significativas, $p < 0.05$.

« REGRESAR

IR A INICIO »

COMODIDAD QUE REFRESCA, SIN IMPORTAR LO QUE DEPARE EL DÍA

Información del producto: **Familia** de lentes de contacto
DAILIES® AquaComfortPlus®

MATERIAL:	nelfilcon A
	Exclusivo Sistema de Humectación Activada por Parpadeo
AGENTES DE HUMECTACIÓN:	
	• Hidroxipropil metilcelulosa (HPMC)
	• Polietilenglicol (PEG)
	• Alcohol polivinílico (PVA)
CONTENIDO DE AGUA:	69%
TINTE DE MANEJO:	VISITINT® azul claro
ESPESOR CENTRAL (mm):	0.10 @ -3.00D
HORARIO DE USO/TIEMPO DE REEMPLAZO:	Reemplazo Diario

Lentes de contacto **DAILIES® AquaComfortPlus®**

PODERES ESFÉRICOS (D):	+0.50 a +6.00 (pasos de 0.25D) +6.50 a +8.00 (pasos de 0.50D) -0.50 a -6.00 (pasos de 0.25D) -6.50 a -15.00 (pasos de 0.50D)
DIÁMETRO (mm):	14.0
CURVA BASE (mm):	8.7
PRESENTACIÓN:	Muestras: caja con 5 lentes / Venta: caja con 30 o 90 lentes

- Una familia completa de lentes de contacto (esféricos, tóricos y multifocales) para que usted pueda adaptarlos convenientemente a la mayoría de sus pacientes
- La tecnología única de humectación activada por parpadeo rehidrata continuamente la superficie de los lentes de contacto logrando estabilidad de la película lagrimal
- Están diseñados para brindar visión clara y una comodidad refrescante en todas las situaciones diarias de los pacientes

FICHA TÉCNICA

†En base a lentes de contacto FOCUS® DAILIES® tóricos. ‡En un estudio clínico entre usuarios de lentes de contacto de reemplazo diario. ††En un estudio clínico de usuarios de lentes de reemplazo diario, a la semana, en comparación con los lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST®, estadísticamente significativo ($p < 0.05$), de aquellos con una preferencia. ^ Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Referencias: 1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of 'comfort-enhanced' daily disposable soft contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2010;33(2):88-92. 2. Alcon data on file, 2010. 3. In a clinical study with 54 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008. 4. Based on third-party industry report, 12 months ending March 2013, Alcon data on file. 5. Giles T, Fahmy M. Performance of daily disposable contact lenses with moisturizing agents. *Optician*. 2008;6150:31-33. 6. In a randomized clinical study at 14 sites with 309 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008. 7. Stiegemeier MJ, Fahmy M, Thomas S. Beating back SAC. *Optometric Management*. 2008;43(9):84-85. 8. Alcon data of file, 2007. 9. Marx S, Müller C, Sickenberger W. Subjective pre-lens tear film stability of daily disposable contact lenses using ring mire projection. *Cont Lens Anterior Eye*. 2015;38(Suppl 1):e5.

Incorpore la familia
de lentes de contacto de
reemplazo diario, para
satisfacer mejor las
necesidades de visión y
comodidad de sus pacientes

Leer el manual de usuario y/o DFU antes de usar, recomendar y/o prescribir el producto, en especial consultar contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© 2020 Alcon. Inc. Rosario Norte 615. Piso 10, Las Condes. Mayo/2020 Exp. Mayo/2022. CL-DAP-2000007

